

Istruzioni per l'uso

Ver. NLM 8454 del 02/03/2020

Immunoenzimatica

Test rapido per dosaggio anticorpale IgG/IgM per Coronavirus (2019-nCoV) su lattice

2019-nCoV IgG/IgM Antibody Determination Kit Colloidal gold Assay

Cod. NLM AH280/25

REF

-

CE



25 TEST

CND

W0105090399

IVD



NUCLEAR LASER MEDICINE S.r.l.

SEDE LEGALE: Via Cascina Conighetto - UFFICI OPERATIVI: Viale delle Industrie, 3 - 20090 SETTALA (MI), ITALIA

Tel.: (+39) 02/95.24.51 - Fax (+39) 02/95.24.52.37 - (+39) 02/95.24.52.38 WEB: www.nlm.it - E-MAIL: segreteria@nlm.it

Organizzazione con Sistema di gestione qualità certificata ISO 9001 e Sistema di gestione qualità settore medicale certificato ISO 13485 (organismo di certificazione IMQ - Certificazione CSQ).

2019-nCov IgG/IgM antibody Determination Kit

Colloidal gold Assay

| | | | |
|-------------|--------------------------|---------------|--|
| Time | 15 minutes | Sample Volume | 10ul |
| Sample | Whole blood/plasma/serum | Stability | In the original package, the reagents are valid for 18 months under 2°C to 30°C. |
| Test result | Qualitative | Specificity | High specificity. Not affected by other virus antibodies |



Add: 3rd floor, Xinhualian science and technology building, No.5 Jiachuang Road, Tongzhou District, Beijing, China

Tel: (8610) 69502385 Fax: (8610) 69507615 Whatsapp/Mob: +86-18242749295 (Jax)

Web: www.diagreat.com

Email: jax.chang@diagreat.com

01. Intended Use

- Used for qualitative determination of IgG and IgM antibodies of novel coronavirus in human serum, plasma or whole blood in vitro.

02. Clinical Application

- Current evidence suggests that the novel coronavirus is transmitted mainly through droplets, aerosols, and direct contact with secretions.
- In humans infected with a novel coronavirus (2019-ncov), the body's immune system produces an immune response to the virus, producing specific antibodies. The determination of relevant antibodies can be used to screen for infection with novel coronaviruses.

3. Applicable Department

- Emergency Department
- ICU
- Pneumology Department
- Cardio-Pulmonary Function Department



Test kit

2019-nCov IgG/IgM antibody Determination Kit Operation

